



bissinger



function by design

BiTech

bipolar scissors

Das um die neuen Modelle Supercut und Micro erweiterte Sortiment der bewährten BiTech Scheren bietet nun eine umfangreiche Auswahl an Instrumenten für die meisten chirurgischen Disziplinen.

New Supercut and Micro models have expanded the BiTech bipolar scissor range. These well proven instruments now offer a comprehensive range for most surgical disciplines.



Supercut

Die rasiermesserscharfe Schneide der BiTech Supercut Scheren erlaubt einen besonders präzisen und feinen Schnitt bei gleichzeitiger oder abwechselnder Koagulation des Gewebes.

Bissinger ist damit der erste Hersteller, der den bestens etablierten SUPERCUT Schliff der Scherenblätter in eine bipolare Schere integriert.

Supercut

The razor-sharp blade of the BiTech Supercut scissors enables particularly precise and fine cutting combined with simultaneous or alternate coagulation of tissue.

Bissinger is the first manufacturer to integrate the well established SUPERCUT scissor blade into bipolar scissors.



Micro

Die BiTech Micro Scheren sind in den Längen 13, 14 und 17,5 cm verfügbar und zeichnen sich durch ihre besonders schlanken und dünnen Scherenblätter aus, was besonders bei Anwendungen, die ein sehr präzises Arbeiten erfordern, z.B. in der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie, vorteilhaft ist.

Micro

The BiTech Micro scissors are available in 13, 14 and 17,5 cm lengths and are characterised by their particularly slim and thin scissor blades. This is a major advantage in applications requiring high precision surgery e.g. plastic and reconstructive surgery.



Praktischer Anschlussstecker

Der praktische und kompakte Anschlussstecker an lediglich einem Ring verhindert, dass Behinderungen durch das Kabel während der Anwendung entstehen. Er ist geräteseitig in vielen Varianten für praktisch alle gängigen HF-Generatoren verfügbar.

Practical connector plug

The single compact connector is attached to only one scissor ring. This significantly reduces cable interference during use. Connecting cables are available for nearly all common high frequency generators.



function by design

BiTech
bipolar scissors

Artikelnummer/Article Number

BiTech SUPERCUT Bipolare Schere 18 cm
BiTech SUPERCUT Bipolar Scissors 18 cm 85718310

BiTech SUPERCUT Bipolare Schere 21 cm
BiTech SUPERCUT Bipolar Scissors 21 cm 85721310

BiTech MICRO Bipolare Schere 13 cm
BiTech MICRO Bipolar Scissors 13 cm 85713150

BiTech MICRO Bipolare Schere 14 cm
BiTech MICRO Bipolar Scissors 14 cm 85714150

BiTech MICRO Bipolare Schere 17,5 cm
BiTech MICRO Bipolar Scissors 17,5 cm 85717150