

Monopolare Elektroden

Monopolar Electrodes



Inhalt / Content

- 03 **ARROWtip™** monopolare Mikrodissektions-Elektroden
ARROWtip™ monopolar microdissection electrodes
- 06 Monopolare (Koagulations-) Nadelelektroden
Monopolar (coagulation) needle electrodes
- 07 Monopolare Schlingenelektroden
Monopolar loop electrodes
- 08 Monopolare Spatel-/Skalpellektroden
Monopolar blade/scalpel electrodes
- 09 Monopolare Kugelelektroden
Monopolar ball electrodes
- 10 Monopolare Konisationselektroden
Monopolar conization electrodes

Passend zu den anatomischen Anforderungen verschiedener Disziplinen bietet Sutter ein großes Produktportfolio von monopolaren Nadel-, Schlingen-, Spatel-, Skalpell- und Kugelelektroden für Applikationen in den Bereichen HNO, Dermatologie und Gynäkologie.

Based on the anatomical features of different disciplines, Sutter offers a large product portfolio of monopolar needle, loop, blade, scalpel, and ball electrodes for applications in the areas of ENT, dermatology, and gynecology.

ARROWtip™

Monopolare Mikrodissektions-Elektroden
Monopolar Microdissection Electrodes



Präzision und Vielfalt für Ihre chirurgischen Anwendungen

Mit ihren hitzeresistenten und ultrascharfen Spitzen bieten die ARROWtip™ monopolaren Mikrodissektions-Elektroden Präzision für feine Haut- und Gewebeschnitte und die Koagulation.

Bei Sutter finden Sie eine Auswahl unterschiedlicher Modelle angepasst an Ihre Bedürfnisse für eine Vielzahl von Indikationen in der HNO, Dermatologie, sowie in der plastischen und ästhetischen Chirurgie.

Precision and versatility for your surgical procedures

With their heat resistant, ultra-sharp tip design, the ARROWtip™ monopolar microdissection electrodes provide precision for cutting, tissue dissection, and coagulation.

Sutter offers a range of different models to meet your needs for a variety of applications in ENT, dermatology, plastic, and aesthetic surgery.

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektroden | monopolar microdissection electrodes

- Ultrascharfe Spitzen für saubere und feine Haut- und Gewebeschnitte
- Hitzeresistentes Material bewahrt die scharfen Spitzen
- Hitzeunempfindliche Isolation schützt vor Verbrennungen
- Sechskantform verhindert unerwünschte Rotation der Elektrode

- Ultra-sharp tips for clean and precise dissection of tissue
- Heat-resistant material maintains tip sharpness
- High-performance insulation prevents accidental burns
- Hexagonal shape prevents unwanted rotation of the electrode

PLAST Plastische und Ästhetische Chirurgie
PLAST Plastic and Aesthetic Surgery

HNO HNO-Chirurgie
ENT ENT Surgery

DERM Dermatologie
DERM Dermatology

Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm

Indikationen:

- Hautschnitte
- Hauttumore
- Hautveränderungen
- Blepharoplastik
- Facelifts
- Teleangiektasien
- Feine Gewebepräparation

Indications:

- Skin incisions
- Skin tumors
- Changes in the skin structure
- Blepharoplasty
- Facelifts
- Telangiectasia
- Delicate tissue dissection

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 20

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, Gesamtlänge: 57 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, total length: 57 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 21

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, 45° gewinkelt, Gesamtlänge: 56 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 45° angled, total length: 56 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 22

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, 90° gewinkelt, Gesamtlänge: 52 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 90° angled, total length: 52 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 25

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, Gesamtlänge: 67 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, total length: 67 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 28

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, 45° gewinkelt, Gesamtlänge: 65 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 45° angled, total length: 65 mm

ARROWtip™

Monopolare Mikrodissektions-Elektroden
Monopolar Microdissection Electrodes

134° C
autoclavable



HNO
ENT HNO-Chirurgie
ENT Surgery

PLAST
PLAST Plastische und Ästhetische Chirurgie
Plastic and Aesthetic Surgery

Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm

Indikationen:

- Tonsillotomie
- UPPP
- Tumore im Mund- und Rachenraum
- Endoskopische Ohrchirurgie
- Sinuschirurgie

Indications:

- Tonsillotomy
- UPPP
- Oral and oropharyngeal tumors
- Endoscopic ear surgery
- Sinus surgery

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 40

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, Gesamtlänge: 109 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, total length: 109 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 43

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, 55° gewinkelt, Gesamtlänge: 105 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 55° angled, total length: 105 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 42

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, 45° gewinkelt, Gesamtlänge: 107 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 45° angled, total length: 107 mm



36 03 65

Monopolare Elektrode für die RF-Tonsillotomie, 0,25 x 10 mm, 45° gewinkelt, Gesamtlänge: 112 mm

Monopolar electrode for RF tonsillotomy, 0.25 x 10 mm, 45° angled, total length: 112 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 50

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, Gesamtlänge: 159 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, total length: 159 mm

Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 03 52

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, 45° gewinkelt, Gesamtlänge: 157 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 45° angled, total length: 157 mm



Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm

36 03 62

ARROWtip™ monopolare Mikrodissektions-Elektrode, 45° gewinkelt, Gesamtlänge: 207 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode, 45° angled, total length: 207 mm

ARROWtip™

Monopolare Mikrodisektions-Elektroden
Monopolar Microdissection Electrodes

134° C
autoclavable



HNO HNO-Chirurgie
ENT ENT Surgery

Indikation:
■ Larynxchirurgie

Indication:
■ Larynx surgery

Ø 2,4 mm 
Ø 2.4 mm 



36 03 71

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode Basterra, Gesamtlänge: 236 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, total length: 236 mm



36 03 72

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode Basterra, 45° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 233 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, 45° angled downw., total length: 233 mm



36 03 73

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode Basterra, 90° n. u. gewinkelt, Gesamtlänge: 231 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, 90° angled downw., total length: 231 mm



36 03 74

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode Basterra, 90° n. o. gewinkelt, Gesamtlänge: 234 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, 90° angled upw., total length: 234 mm



36 03 75

ARROWtip™ monopolare Mikrodisektions-Elektrode Basterra, 45° n. o. gewinkelt, Gesamtlänge: 236 mm

ARROWtip™ monopolar microdissection electrode Basterra, 45° angled upw., total length: 236 mm

Monopolare Nadelelektroden | Monopolar needle electrodes

- Feinste Hautschnitte
- Resektion von Gewebavolumina
- Oberflächliche Behandlungen
- Delicate skin incisions
- Tissue resection
- Superficial treatments

PLAST Plastische und Ästhetische Chirurgie
PLAST Plastic and Aesthetic Surgery

DERM Dermatologie
DERM Dermatology

Ø 1,6 mm

Ø 1.6 mm

Indikationen:

- Teleangiektasien
- Besenreiser
- Couperose
- Blepharoplastik

Indications:

- Telangiectasia
- Spider veins
- Couperose
- Blepharoplasty

Ø 0,2 mm
Ø 0.2 mm



36 05 10

Nadelelektrode, Gesamtlänge: 60 mm
Needle electrode, total length: 60 mm

Ø 0,2 mm
Ø 0.2 mm



36 05 11

Nadelelektrode, Gesamtlänge: 55 mm
Needle electrode, total length: 55 mm



Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 05 40

Nadelelektrode, Gesamtlänge: 55 mm
Needle electrode, total length: 55 mm

Ø 2,4 mm

Ø 2.4 mm



Ø 0,3 mm
Ø 0.3 mm



36 08 04

Nadelelektrode, Gesamtlänge: 67 mm
Needle electrode, total length: 67 mm

Monopolare Koagulationsnadelelektroden | Monopolar coagulation needle electrodes

- Ideal zum simultanen Schneiden und Koagulieren von Gewebe
- Ideal zum blutarmen Operieren
- Ideal product for simultaneous cutting and coagulating of tissue
- Ideal for dry dissection

Ø 1,6 mm

Ø 1.6 mm



36 05 18

Nadelelektrode, Gesamtlänge 47 mm
Needle electrode, total length 47 mm

Ø 2,4 mm

Ø 2.4 mm



36 04 41

Nadelelektrode, Gesamtlänge 73 mm
Needle electrode, total length 73 mm

Monopolare Schlingenelektroden | Monopolar loop electrodes

- Ideal zum sauberen Abtragen und Ausräumen von wuchernden Hautveränderungen
- Sichere und einfache Handhabung
- Ideal product for safe ablation and resection of superficial changes of skin structure
- Safe and easy to use

PLAST Plastische und Ästhetische Chirurgie
PLAST Plastic and Aesthetic Surgery

DERM Dermatologie
DERM Dermatology

Indikationen:

Abtragung von

- Warzen
- Naevi
- Altersflecken
- Rhinophymen
- Wuchernden Hautveränderungen

Indications:

Ablation of

- Warts
- Nevi
- Age spots
- Rhinophyma
- Superficial changes of skin structure

Ø 3,0 mm
Ø 3.0 mm


36 05 13

Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 50 mm
Loop electrode, total length: 50 mm

Ø 1,6 mm
Ø 1.6 mm

Ø 5,0 mm
Ø 5.0 mm


36 05 14

Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 50 mm
Loop electrode, total length: 50 mm



Ø 5,0 mm
Ø 5.0 mm


36 05 44

Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 50 mm
Loop electrode, total length: 50 mm



Ø 8,0 mm
Ø 8.0 mm


36 05 45

Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 50 mm
Loop electrode, total length: 50 mm



Ø 5,0 mm
Ø 5.0 mm


36 08 14

Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 57 mm
Loop electrode, total length: 57 mm



Ø 8,0 mm
Ø 8.0 mm


36 08 15

Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 57 mm
Loop electrode, total length: 57 mm

Ø 5,0 mm
Ø 5.0 mm


36 04 46

Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 53 mm
Loop electrode, total length: 53 mm

Ø 10,0 mm
Ø 10.0 mm


36 04 43

Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 53 mm
Loop electrode, total length: 53 mm

Ø 10,0 mm
Ø 10.0 mm


36 04 63

Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 138 mm
Loop electrode, total length: 138 mm

Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm

Monopolar loop and blade electrodes

134° C
autoclavable



PLAST Plastische und Ästhetische Chirurgie
PLAST Plastic and Aesthetic Surgery

Indikationen:

Abtragung von

- Warzen
- Naevi
- Altersflecken
- Rhinophyma
- Wuchernde Hautveränderungen

Indications:

Ablation of

- Warts
- Nevi
- Age spots
- Rhinophyma
- Superficial changes of skin structure



7,0 mm
7.0 mm



36 08 11

Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 57 mm
Loop electrode, total length: 57 mm



9,0 mm
9.0 mm



36 08 12

Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 57 mm
Loop electrode, total length: 57 mm



6,0 mm
6.0 mm



36 08 13

Schlingenelektrode, Gesamtlänge: 57 mm
Loop electrode, total length: 57 mm

Monopolare Spatel-/Skalpellektroden | Monopolar blade/scalpel electrodes

- Feinste Hautschnitte, Resektion von Gewebelumina, oberflächliche Behandlungen
- Delicate skin incisions, tissue resection, superficial treatments

ACH Allgemeine Chirurgie
GS General Surgery

HNO HNO-Chirurgie
ENT ENT Surgery

DERM Dermatologie
DERM Dermatology

PLAST Plastische und Ästhetische Chirurgie
PLAST Plastic and Aesthetic Surgery



36 08 18

Spatelektrode, Gesamtlänge: 64 mm
Blade electrode, total length: 64 mm



36 04 40

Spatelektrode, Gesamtlänge: 68 mm
Blade electrode, total length: 68 mm



36 04 50

Skalpellektrode, klassisch, Gesamtlänge: 73 mm
Scalpel electrode, classic, total length: 73 mm



36 04 51

Skalpellektrode, spitz, Gesamtlänge: 72 mm
Scalpel electrode, pointed, total length: 72 mm

Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm

Monopolare Kugelelektroden | Monopolar ball electrodes

- Präzisionsinstrument zum Koagulieren von sehr kleinen bis hin zu größeren Gewebeflächen
- Die hitzeunempfindliche Isolierschicht beugt unerwünschten Verbrennungen vor
- Coagulation of small to larger areas
- The heat-resistant insulation prevents unwanted tissue burns

PLAST Plastische und Ästhetische Chirurgie
PLAST Plastic and Aesthetic Surgery

HNO HNO-Chirurgie
ENT ENT Surgery

DERM Dermatologie
DERM Dermatology

Ø 1,6 mm ●
Ø 1.6 mm ●

Indikationen:

- Koagulation
- Epistaxis

Indications:

- Coagulation
- Epistaxis

Ø 3,0 mm
Ø 3.0 mm



36 05 21

Kugelelektrode, Gesamtlänge: 52 mm
Ball electrode, total length: 52 mm



Ø 1,0 mm
Ø 1.0 mm



36 08 16

Kugelelektrode, Gesamtlänge: 63 mm
Ball electrode, total length: 63 mm



Ø 3,0 mm
Ø 3.0 mm



36 08 17

Kugelelektrode, Gesamtlänge: 60 mm
Ball electrode, total length: 60 mm

Ø 4,0 mm
Ø 4.0 mm



36 04 42

Kugelelektrode, Gesamtlänge: 51 mm
Ball electrode, total length: 51 mm

Ø 4,0 mm
Ø 4.0 mm



36 04 62

Kugelelektrode, Gesamtlänge: 142 mm
Ball electrode, total length: 142 mm

Ø 2,4 mm ●
Ø 2.4 mm ●

Monopolare Konisationselektroden | Monopolar conization electrodes

- Schneller, einfacher und sicherer Eingriff
- Kurze Behandlungsdauer
- Geringe Blutungen
- Unter lokaler Anästhesie durchführbar
- Quick, simple and safe treatment
- Short operating time
- Minimal postoperative bleeding
- Can be performed under local anesthesia

GYN Gynäkologie
GYN Gynecology

Indikationen:

- LLETZ
- LEEP

Indications:



- LLETZ
- LEEP

Ø 2,4 mm
Ø 2.4 mm



Skala

Scale



Längenangaben dienen zur Orientierung und können etwas abweichen. Lengths for orientation purposes; may vary slightly.

Die Produktverfügbarkeit ist abhängig von regulatorischen Vorschriften in einzelnen Märkten und kann daher variieren.
Product availability is subject to regulatory approval in individual markets. Products may therefore not be available in all markets.



SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH

TULLASTRASSE 87 · 79108 FREIBURG/GERMANY · TEL. +49(0)761-51551-0 · FAX +49(0)761-51551-30

WWW.SUTTER-MED.COM · INFO@SUTTER-MED.DE