

Medtronic

TruClear™ hysteroskoopin duo-setti

Ota hysteroskopia osaksi vastaanottoasi.



Tee näe-ja-hoida hysteroskooppisia toimenpiteitä kattavalla TruClear™-hysteroskooppivalikoimallamme.

TruClear™-järjestelmän uusin tulokas, TruClear™ hysteroskoopin duo-setti tarjoaa mahdollisuuden käyttää diagnostista tai operatiivista hylsyä vastaanotolla.

Kokonaisvaltainen hysteroskooppiratkaisu, jonka avulla voit laajentaa diagnostisia ja terapeutisia toimenpiteitä potilaille helposti ja mukavasti omassa vastaanotossasi.

Diagnostiset edut

- Helppo pääsy kohdunkaulakanavaan ja kohtuonteloon vinoon muotoillun kärjen ansiosta¹
- 30° optiikka antaa tarvittavan näkymän kohtuonteloon
- Arvioi kohtuonteloa pienellä 4 mm diagnostisella suojuksella
- Diagnostisella suojuksella tarvitsee vain vähän tai ei lainkaan laajennusta^{1,2}

Operatiiviset edut


- Selkeä toimenpidealue jatkuvan virtausjärjestelmän ansiosta^{2,3}
- Pitkän tähyttimeen avulla pääset helposti kohdunonteloon
- Voit käyttää haluamaasi käsityökalua[†]

Hyödyt vastaanotolle


- Voit suorittaa hysteroskopisia hoitoja joustavasti sekä diagnoosi- että toimenpidehylsyn avulla

[†]Käsityökalujen halkaisijan tulee olla 5Fr ja pituuden 18 tuumaa

TruClear™ operatiivinen tuubiduetto



TruClear™ diagnostinen tuubiduetto



Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus	Yksikkö
8300057945	TruClear™ Hysteroscope Duo	1 kpl
8300057946	TruClear™ Diagnostic Sheath Duo	1 kpl
8300057947	TruClear™ Operative Sheath Duo	1 kpl
8300055246	Rubber Replacement Seal	1 kpl
8300059605	TruClear™ Stopcock Replacement Set, Diagnostic (for use with 8300057946)	1 kpl
8300059594	TruClear™ Threaded Ring, Duo (for use with 8300057946)	1 kpl
8300059604	TruClear™ O-Ring, Duo (for use with 8300057946)	5 kpl
8300054627	Polishing Paste (for use with 8300057945)	1 kpl
8300055288	Small Stopcock Replacement Set (for use with 8300057947)	1 kpl



[Tutustu uusiin tapoihin tehostaa vastaanottosi toimenpiteitä TruClear-järjestel[™] hysteroskooppinen kudoksen poistojärjestelmä.](#)
[mällä](#)

[Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Medtronicin myyntiedustajaan tai vieraillemalla osoitteessa \[medtronic.com/covidien/en-gb/clinical-solutions/office-hysteroscopy\]\(https://www.medtronic.com/covidien/en-gb/clinical-solutions/office-hysteroscopy\)](#)

1. Internal test report RE00440188 Rev Duo Insertion Claim Test Report, 26 January 2023
2. Internal test report RE00192361 Dynamite Hysteroscope Evaluation Testing Report, 29 March 2019
3. Internal test report RE00192361-1 Appendix A - OEM-Private Label Screening Test Results, 29 March 2019

© 2023 Medtronic. Medtronic, Medtronic logo, and Engineering the extraordinary are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company. EMEA-UW-2300003-truclear-duo-info-sheet-en-we-8673516

[medtronic.com/covidien/uk](https://www.medtronic.com/covidien/uk)

Medtronic